



## Einsender-Leitfaden

### Wie lange dauert die Befunderstellung und Übermittlung ?

Die Befunde liegen in der Regel am 2. Werktag nach Gewebeentnahme schriftlich bei Ihnen vor. Auf Wunsch kann die Übermittlung auch per Telefax erfolgen. In sehr dringenden Fällen vermerken Sie dies bitte auf dem Einsendeschein. Der Fall wird dann bevorzugt bearbeitet. Sie erhalten den Befund, mündlich oder per Telefax, am Tag nach Probeneingang ab 10:00 Uhr.

### Wie übersende ich das Untersuchungsmaterial ?

Das Untersuchungsmaterial wird vom Fahrdienst der Firma ELGESA bei Ihnen abgeholt, selbstverständlich ist aber auch der Versand mit der Post möglich. In allen Fällen übernimmt das Institut für Pathologie Dr. Heisig die Versandkosten.

Im Allgemeinen werden die Proben in 4%-igem Formalin übersandt. Die Einsendung sollte in einem ausreichend großen, gut verschlossenen Gefäß erfolgen. Bei zu kleinen Gefäßen besteht durch die schlechte Fixation die Gefahr der Autolyse. Wichtige klinische Informationen vermerken Sie bitte auf dem Einsendeschein.

### Sonderfälle

#### 1. Schnellschnitte:

Versand so schnell wie möglich

nativ in einem Gefäße ohne Transportmedium

bei längeren Transportwegen (über 30 min) in einem 2. Gefäß mit Eiswürfeln

**Gewebe nicht direkt auf Eis legen** sehr kleine Proben (Biopsien) können in 0,9 % NaCL-Lsg. oder Ringer-Lösung übersandt werden (bitte auf dem Gefäß vermerken)

Fragestellung auf dem Begleitschein vermerken (z.B. Resektionsränder frei von Tumor ?)

Telefonnummer für Rückruf angeben

#### 2. Hodenbiopsien:

(nur Fragestellung Spermatogenese): Versand in Bouin´scher Lösung  
entsprechende Probengefäße bitte anfordern



## Einsender-Leitfaden

### 3. Sputum auf Zellen:

in 50 % Alkohol (Verhältnis 1:1)

natives Sputum ist nach 24 Stunden nicht mehr verwertbar.

### 4. Urin/ Punktate /Ergüsse:

Versand nativ innerhalb von 24 h; bei mehr als 24 h mit 50%-igem

Isopropanol-Alkohol konservieren (bitte auf Einsendeschein vermerken)

### 5. Aus- und Abstrichpräparate:

luftgetrocknet übersenden

## Wo erhalte ich Versandmaterial und Einsendescheine ?

Sie können Versandmaterial und Einsendescheine telefonisch unter 06894-929650 anfordern.

Einen Anforderungsschein können Sie auch per Telefax 06894-9296511 oder E-mail an uns schicken (Download: Bestellschein).

## Spezielle Fragestellungen

Sie können uns montags bis freitags von 8:00 bis 20:00 Uhr unter der Telefonnummer 06894-929650 erreichen. Außerhalb dieser Zeiten ist eine Mailbox geschaltet. Sie werden umgehend zurück gerufen.

Bei speziellen Fragen sind wir unter folgenden Adressen zu erreichen:

**Sekretariat** : Telefon 06894-929650

Fax 06894-9296511

E-mail: info@pathologie-dr.heisig.de

**Labor**: Telefon 06894-929650

E-mail: labor@patholoige-dr-heisig.de